

# インジェクタラム 製品仕様

カラムサイズ	内径 × カラム長 (mm)	全長 (mm)
3S	10 × 30	60
2S	13 × 31	60
S	15 × 44	85
M	20 × 75	95
L	26 × 80	135
2L	26 × 150	180
3L	46 × 130	160

## ■インジェクタラム(シリカゲル)

カラムサイズ	推奨メインカラム	包装単位 (本)	製品番号
3S φ10×30mm (全長φ10×60mm)	ハイフラッシュカラム S, Mサイズ*	20	W829-02
		50	W829-05
		100	W829-10
2S φ13×31mm (全長φ13×60mm)		20	W825-02
		50	W825-05
		100	W825-10
S φ15×44mm (全長φ15×85mm)	ハイフラッシュカラム M, L, 2Lサイズ*	20	W826-02
		50	W826-05
		100	W826-10
M φ20×75mm (全長φ20×95mm)	ハイフラッシュカラム L, 2L, 3Lサイズ*	20	W827-02
		50	W827-05
		100	W827-10
L φ26×80mm (全長φ26×135mm)	ハイフラッシュカラム 3Lサイズ*	20	W828-02
		50	W828-05
		100	W828-10
2L φ26×150mm (全長φ26×180mm)	ハイフラッシュカラム 3L, 4L, 5L サイズ*	20	W830-02
		50	W830-05
		100	W830-10
3L φ46×120mm (全長φ46×153mm)	ハイフラッシュカラム 4L, 5Lサイズ*	20	W831-02
		50	W831-05
		100	W831-10

## ■インジェクタラム(アミノ)

カラムサイズ	推奨メインカラム	包装単位 (本)	製品番号
3S φ10×30mm (全長φ10×60mm)	ハイフラッシュカラム S, Mサイズ*	10	W899-01
		50	W899-05
		100	W899-10
2S φ13×31mm (全長φ13×60mm)		10	W895-01
		50	W895-05
		100	W895-10
S φ15×44mm (全長φ15×85mm)	ハイフラッシュカラム M, L, 2Lサイズ*	10	W896-01
		50	W896-05
		100	W896-10
M φ20×75mm (全長φ20×95mm)	ハイフラッシュカラム L, 2L, 3Lサイズ*	10	W897-01
		50	W897-05
		100	W897-10
L φ26×80mm (全長φ26×135mm)	ハイフラッシュカラム 3Lサイズ*	10	W898-01
		50	W898-05
		100	W898-10
2L φ26×150mm (全長φ26×180mm)	ハイフラッシュカラム 3L, 4L, 5L サイズ*	10	W885-01
		50	W885-05
		100	W885-10
3L φ46×120mm (全長φ46×153mm)	ハイフラッシュカラム 4L, 5Lサイズ*	10	W886-01
		50	W886-05
		100	W886-10

## ■インジェクト用エンピティカラム(下部フィルター付)

カラムサイズ	推奨メインカラム	包装単位 (本)	製品番号
3S φ10×30mm (全長φ10×60mm)	ハイフラッシュカラム S, Mサイズ*	20	W909-02
		50	W909-05
		100	W909-10
2S φ13×31mm (全長φ13×60mm)		20	W905-02
		50	W905-05
		100	W905-10
S φ15×44mm (全長φ15×85mm)	ハイフラッシュカラム M, L, 2Lサイズ*	20	W906-02
		50	W906-05
		100	W906-10
M φ20×75mm (全長φ20×95mm)	ハイフラッシュカラム L, 2L, 3Lサイズ*	20	W907-02
		50	W907-05
		100	W907-10
L φ26×80mm (全長φ26×135mm)	ハイフラッシュカラム 3Lサイズ*	20	W908-02
		50	W908-05
		100	W908-10
2L φ26×150mm (全長φ26×180mm)	ハイフラッシュカラム 3L, 4L, 5L サイズ*	20	W910-02
		50	W910-05
		100	W910-10
3L φ46×120mm (全長φ46×153mm)	ハイフラッシュカラム 4L, 5Lサイズ*	20	W911-02
		50	W911-05
		100	W911-10

## ■インジェクタラム(ODS)

カラムサイズ	推奨メインカラム	包装単位 (本)	製品番号
3S φ10×30mm (全長φ10×60mm)	ハイフラッシュカラム S, Mサイズ*	10	W914-01
		50	W914-05
		100	W914-10
2S φ13×31mm (全長φ13×60mm)		10	W915-01
		50	W915-05
		100	W915-10
S φ15×44mm (全長φ15×85mm)	ハイフラッシュカラム M, L, 2Lサイズ*	10	W916-01
		50	W916-05
		100	W916-10
M φ20×75mm (全長φ20×95mm)	ハイフラッシュカラム L, 2L, 3Lサイズ*	10	W917-01
		50	W917-05
		100	W917-10
L φ26×80mm (全長φ26×135mm)	ハイフラッシュカラム 3Lサイズ*	10	W918-01
		50	W918-05
		100	W918-10
2L φ26×150mm (全長φ26×180mm)	ハイフラッシュカラム 3L, 4L, 5L サイズ*	10	W920-01
		50	W920-05
		100	W920-10
3L φ46×120mm (全長φ46×153mm)	ハイフラッシュカラム 4L, 5Lサイズ*	10	W921-01
		50	W921-05
		100	W921-10

※上記一覧表にないサイズ・種類については、お問い合わせください。

■インジェクトカラム付属品

製品名		包装単位	製品番号
3S	インジェクトカラム栓	1個	B069
	カラムホルダー	1個	A989
	フィルター	100枚	W999-10
2S	インジェクトカラム栓	1個	B065
	カラムホルダー	1個	A985
	フィルター	100枚	W995-10
S	インジェクトカラム栓	1個	B066
	カラムホルダー	1個	A986
	フィルター	100枚	W996-10
M	インジェクトカラム栓	1個	B062
	カラムホルダー	1個	A981
	フィルター	100枚	W997-10
L, 2L	インジェクトカラム栓	1個	B068
	カラムホルダー	1個	A988
	フィルター	100枚	W998-10
3L	インジェクトカラム栓	1個	B070
	カラムホルダー	1個	A984
	フィルター	100枚	W994-10

※Mサイズおよび3Lサイズのインジェクトカラム栓、カラムホルダーはハイフラッシュ用と同一品です。

■カラム栓用スペアO-ring

製品名	包装単位	製品番号
インジェクト3S	1本	B048
インジェクト2S	1本	B049
インジェクトS	1本	B050
ハイフラッシュS	1本	B053
ハイフラッシュM・インジェクトM	1本	B051
ハイフラッシュL, 2L・インジェクトL, 2L	1本	B052
ハイフラッシュ3L	1本	B054
ハイフラッシュ4L	1本	B055
ハイフラッシュ5L	1本	B056

※O-ringは有機溶媒耐性がある物を使用しています。

■充填剤(インジェクトカラム用)

製品名	ポアサイズ ／粒子径	単位	製品番号
インジェクトカラム用 シリカゲル	60 Å / 70 μm	1kg	S560-01
		5kg	S560-07